



SNAC®

Mini-laboratoire digital pour le suivi biologique des méthaniseurs

Les avantages de SNAC®




- ⇒ Un équipement et des mesures fiables
- ⇒ Un accès à la plateforme 24h/7j pour le suivi à distance des mesures réalisées, des analyses complémentaires, des saisies d'alimentations
- ⇒ Un suivi biologique digitalisé
- ⇒ Un gain de temps et de rentabilité sur la logistique des échantillons

SNAC® permet de mesurer avec précision les paramètres essentiels au suivi biologique de votre digesteur. Une plateforme web dédiée et sécurisée vous donne accès à l'historique et l'interprétation des analyses.

Vos problématiques

- Accéder aux paramètres de suivi biologique des digesteurs sur site sans avoir à réaliser des analyses laboratoires
- Obtenir des données plus précises qu'une analyse FOS/TAC
- Disposer d'un outil unique pour consulter l'ensemble des données et historiques



Sur cette interface, il est également possible d'entrer les rations d'alimentation quotidiennes, les analyses des laboratoires et d'établir des rapports.

- Interface web sécurisée
- Accompagnement à distance par un de nos experts
- Historique des alimentations
- Ajout d'analyses de laboratoires extérieurs
- Rapports d'activités

L'équipement SNAC®

Paramètres mesurés
pH, conductivité
Acides Gras Volatiles (AGV)
Azote (TAN)
Alcalinité

Temps d'analyse
Utilisateur : 10 min
Analyse auto: ~ 45 min

Résultats d'analyses et historiques online 24h/7j

